



## ASSISTANT MUET MANUEL



### ✦ PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304L
  - Finition : satinée / brossée
- Structure soudée sous argon et renforcée : tube inox carré 30 mm, épaisseur 1,5 mm.
  - Roues :  $\phi$  100 mm nylon sans freins.
- Plateaux : en inox 18/10 épaisseur 10/10<sup>ème</sup> ou résine stratifiée compacte M1.
- Piétement : structure inox soudée en tube carré 30 x 30 mm forme en U en H ou surélevé en H.
- Caractéristiques techniques : plateau réglable en hauteur de **820 mm** minimum à **1300 mm** maximum.  
Blocage de la hauteur par vis avec poignée de serrage.





## ASSISTANT MUET MANUEL

### ★ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

| RÉFÉRENCE | Piètement | Matériau plateaux    | Dimensions plateaux en mm | Poids total admissible | Poids total du produit |
|-----------|-----------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| ALT212CU  | En U      | Résine Trespa HPL    | 620 x 430                 | 12 kg                  | 16 kg                  |
| ALT212CH  | En H      | Résine Trespa HPL    | 620 x 430                 | 12 kg                  | 16 kg                  |
| ALT212TU  | En U      | Inox bords tombés    | 620 x 430                 | 12 kg                  | 15 kg                  |
| ALT212TH  | En H      | Inox bords tombés    | 620 x 430                 | 12 kg                  | 15 kg                  |
| ALT212RU  | En U      | Inox 4 bords relevés | 620 x 430                 | 12 kg                  | 15 kg                  |
| ALT212RH  | En H      | Inox 4 bords relevés | 620 x 430                 | 12 kg                  | 15 kg                  |
| ALT252CU  | En U      | Résine Trespa HPL    | 750 x 500                 | 12 kg                  | 17 kg                  |
| ALT252CH  | En H      | Résine Trespa HPL    | 750 x 500                 | 12 kg                  | 17 kg                  |
| ALT252TU  | En U      | Inox bords tombés    | 750 x 500                 | 12 kg                  | 16 kg                  |
| ALT252TH  | En H      | Inox bords tombés    | 750 x 500                 | 12 kg                  | 16 kg                  |
| ALT252RU  | En U      | Inox 4 bords relevés | 750 x 500                 | 12 kg                  | 16 kg                  |
| ALT252RH  | En H      | Inox 4 bords relevés | 750 x 500                 | 12 kg                  | 16 kg                  |

*Caractéristiques particulières : piètement rehaussé de 100 mm forme en H avec dimensions et matériau du plateau identiques pour références suivantes : ALT214C / ALT214T / ALT214R / ALT254C / ALT254T / ALT254R.*

### ★ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Roues : inox  $\phi$ 100 mm / antistatiques  $\phi$  50 mm ou  $\phi$ 100 mm / roues nylon  $\phi$ 100 mm ou 125 mm.  
 Avec ou sans freins.
- Coloris plateau résine Trespa HPL :  Rouge  Mauve lilas  Bleu ciel  Jaune pastel  Vert lagon

| CONDITIONNEMENT  | DÉLAIS DE LIVRAISON  | GARANTIE |
|--|--|----------|
| Livré plateaux soudés, roues montées.<br>Emballage en carton recyclable. | 3 à 5 semaines maximum en fonction<br>des quantités et des coloris demandés. | 2 ans    |

