



CHARIOT DE DÉCONTAMINATION ET DE PRÉ-DÉSINFECTION / HAUTEUR FIXE



RÉFÉRENCE
ALT5200

✦ PRÉSENTATION

- Chariot de décontamination **hauteur fixe** structure inox soudée pour bac 600 x 400 mm.
 - Dimensions (hors tout produit) : Largeur 425 mm · Longueur 670 mm
 - Hauteur 903.5mm (pour le cadre recevant le bac) · Hauteur (avec barre de poussée) 1050 mm
 - Inox 304 - 18/10 soudés sous Argon · Structure Inox : tube carré 25 mm
 - Barre de poussée : tube rond Ø 25 mm · Entretoise de renfort : tube rond 25 mm.
 - Butoirs en caoutchouc · Roues nylon Ø 100 mm dont 2 freins.

✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Bac polypropylène ivoire : Réf. BPI643-6 · 600 x 400 x 339 mm · Capacité : 60 litres
- Bac polypropylène gris : Réf. : BPG642- 4 · 600 x 400 x 225 mm · Capacité : 40 litres
 - Robinet de vidange : Réf. : ALTRB5200
- Couvercle ivoire ou gris : Réf. : CBP64. Pour bac 600 x 400 (coloris à préciser lors de votre commande).
 - Plateau inox inférieur : réf. ALTPI5200.



CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré soudé, roues montées. Emballage en carton recyclable.	3 à 5 semaines maximum en fonction des quantités et des coloris demandés.	2 ans

