



## CHARIOT TRANSPORT DE BAC PRÉ-DÉSINFECTION / HAUTEUR FIXE



**RÉFÉRENCE**  
**ALTCTBP7640**

### ✦ PRÉSENTATION

- Chariot transport de bac pré-désinfection hauteur fixe.
  - Inox 304 - 18/10 soudés sous Argon.
- Hauteur : position supérieure du bac 920 mm et passage sous le bac par rapport au sol de 580 mm.
  - Roues nylon Ø 125 mm dont 2 freins.

### ✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Bac polypropylène ivoire : Réf. BPI643-6 • 600 x 400 x 339 mm • Capacité : 60 litres
- Bac polypropylène gris : Réf. : BPG642- 4 • 600 x 400 x 225 mm • Capacité : 40 litres
  - Robinet de vidange : Réf. : ALTRB5200
- Couvercle ivoire ou gris : Réf. : CBP64. Pour bac 600 x 400 (coloris à préciser lors de votre commande).



CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré soudé, roues montées. Emballage en carton recyclable.	3 à 5 semaines maximum en fonction des quantités demandées.	2 ans

