



MARCHEPIED INOX



★ PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 304L 18/10. • Finition : satinée / brossée avec **surface gravée antidérapante**.
- Ensemble soudé sous argon. Bouchon plastique noir antidérapant.

RÉFÉRENCE	Nombre de marches	Dimensions en mm.	
		Dimensions des marches	Dimensions hors tout
MARCHE PIEDS inox nervuré antidérapant Charge maxi : 115 kg avec renfort par plis écrasés sous chaque marche			
ALT101	1	L 350 x profondeur 220 x haut. 200	Largeur 400 x p. 245 x h. 260
ALT102	2	L 350 x haut. 210 et 420	Largeur 400 x p. 425 x h. 490
ALT103	3	L 350 x haut. 200 puis 400 et 600	Largeur 400 x p. 625 x h. 670
MARCHE PIEDS de PHLÉBOLOGIE antidérapant Rampe latérale amovible gauche ou droite - Charge maxi : 160 kg			
ALTPHLEB102	2	Hauteur première marche : 220 Hauteur deuxième marche : 450	Largeur 450 x p. 300 x h. 200
MARCHE PIEDS AVEC RAMPE tube Ø 25 mm			
ALT101R	1	Largeur 400 x profondeur 350 x hauteur 200	
ALT103R	1	Largeur 400 x profondeur 600 x hauteur 200	

• Pour toutes dimensions spéciales : **nous consulter**.

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré soudé. Emballage en carton recyclable.	2 semaines.	2 ans

