




TABLE À INSTRUMENTS / PLATEAU INOX



RÉFÉRENCE

ALT1610



RÉFÉRENCE

ALT1720

★ PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304L • Finition : satinée / brossée (anti reflets).
 - Plateau inox, épaisseur 1,2 mm.
- Structure soudée renforcée : tube inox carré 25mm, épaisseur 1,5 mm.
- Hauteur hors tout : plateau supérieur à 895 mm et plateau inférieur à 300 mm du sol.
- Roues : diamètre 100 mm nylon sans freins pour tunnel de lavage.





TABLE À INSTRUMENTS / PLATEAU INOX

✦ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE	Nombre de plateaux	Dimensions plateaux en mm	Charge admissible par plateau
ALT1310	1	400 x 400	40 kg
ALT1320	2	400 x 400	40 kg
ALT1410	1	600 x 400	60 kg
ALT1420	2	600 x 400	60 kg
ALT1510	1	750 x 500	60 kg
ALT1520	2	750 x 500	60 kg
ALT1910	1	900 x 600	60 kg
ALT1920	2	900 x 600	60 kg
ALT1610	1	1000 x 600	80 kg
ALT1620	2	1000 x 600	80 kg
ALT1710	1	1160 x 600	80kg
ALT1720	2	1160 x 600	80kg

✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Options roues : avec freins / tout inox / antistatiques / diamètre 125 mm.
- Réalisation de vos dimensions spéciales sur demande : contactez-nous !

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré plateaux soudés, roues montées. Emballage en carton recyclable.	3 à 5 semaines maximum en fonction des quantités et des coloris demandés.	2 ans

