



## ACCESSOIRES POUR GUÉRIDON ET CHARIOT

### ✦ ACCESSOIRES / OPTIONS TIROIRS

· Tous nos tiroirs inox simples ou doubles sont équipés de glissières à billes sortie totale avec façades inox ou façades résine composite Trespa HPL (différents coloris).



Hauteur 90 + façade inox

RÉF. ALTTRI510I tiroir inox



Hauteur 200 + façade inox

RÉF. ALTTRI520I tiroir inox



Hauteur 90 + façade résine · Coloris : nectarine

RÉF. ALTTRI510IR tiroir inox



Hauteur 90 + façades inox

RÉF. ALTTRID71509 tiroirs doubles


RÉFÉRENCE	Désignation
ALTTRI410I	Tiroir inox longueur 330 x larg. 360 x hauteur 90 façade inox pour guéridon 400x400
ALTTRI410IR	Tiroir inox longueur 330 x larg. 360 x hauteur 90 façade résine pour guéridon 400x400
ALTTRI510I	Tiroir inox longueur 550 x prof. 360 x hauteur 90 façade inox pour guéridon 600x400
ALTTRI510IR	Tiroir inox longueur 550 x prof. 360 x hauteur 90 façade résine pour guéridon 600x400
ALTTRI520I	Tiroir inox longueur 550 x prof. 360 x hauteur 200 façade inox pour guéridon 600x400
ALTTRID510IR	Tiroirs inox double longueur 550 x larg. 360 x ht.90 façades résine - guéridon 600x400
ALTTRID510I	Tiroirs inox double longueur 550 x larg. 360 x ht.90 façades inox - guéridon 600x400
ALTTRI750I	Tiroir inox simple longueur 710 x larg. 500 x ht.90 façade inox - guéridon 750x500
ALTTRI750IR	Tiroir inox simple longueur 710 x larg. 500 x ht.90 façade résine - guéridon 750x500
ALTTRI641	Tiroir inox 600 x 400 x ht.90 façade inox - guéridon 750x500 ou 900x600
ALTTRID71509	Tiroirs inox double longueur 710 x larg. 500 x ht.90 façades inox - guéridon 750x500
ALTTRID71509R	Tiroirs inox double longueur 710 x larg. 500 x ht.90 façades résine - guéridon 750x500





## ACCESSOIRES POUR GUÉRIDON ET CHARIOT

### ✦ ACCESSOIRES / OPTIONS SÉPARATEURS




Séparateurs hauteur 50  
 Pour tiroirs ABS (vendu à l'unité)

RÉF.	ALTSPB650 + ALTSPB450
------	-----------------------

RÉFÉRENCE	Séparateurs en ABS amovibles bleus pour tiroirs ABS 600 x 400 mm
ALTSPB650	Séparateur longueur 600 x 50
ALTSPB450	Séparateur largeur 400 x 50
ALTSPB610	Séparateur longueur 600 x 100
ALTSPB410	Séparateur largeur 400 x 100
ALTSPB620	Séparateur longueur 600 x 200
ALTSPB420	Séparateur largeur 400 x 200

### ✦ ACCESSOIRES / OPTIONS TABLETTES



RÉFÉRENCE	Tablette rabattable inox ou résine
ALTTER 600	Séparateur longueur 600 x 50
ALTTER 700	Séparateur largeur 400 x 50
ALTTEI 601	Séparateur longueur 600 x 100
ALTTEI 701	Séparateur largeur 400 x 100



RÉFÉRENCE	Tablette télescopique / glissières
ALTPCR 600	Tablette résine 540 x 380 mm
ALTPCR 700	Tablette résine 685 x 380 mm
ALTPCI 601	Tablette inox 540 x 380 mm
ALTPCI 701	Tablette inox 685 x 380 mm

• Choix des coloris pour : façades tiroirs, tablette rabattable et télescopiques en résine Trespa HPL :


- Rouge
- Mauve lilas
- Bleu océan
- Nectarine
- Jaune pastel
- Vert lagon
- Bleu pastel





## ACCESSOIRES POUR GUÉRIDON ET CHARIOT

### ✦ ACCESSOIRES / OPTIONS DIVERS



Support porte flacons inox pivotant. Fourni avec étai de fixation tube rond / carré. Réglable sur la longueur ou la largeur.

RÉF. ALTSPFI4



Bloc multiprises latéral 5 prises avec range câble. Fourni avec platine inox. Hauteur fixe.

RÉF. ALTCINF5P



Support container à aiguilles inox pivotant. Fourni avec étai de fixation tube rond / carré. Réglable en hauteur.

RÉF. ALTSP433



Support boîte à gants en fil inox pivotant. Fourni avec étai de fixation tube rond/carré. Réglable en hauteur.

RÉF. ALTSP450

RÉF.	Galeries soudées (à l'unité)	RÉF.	Galeries amovibles
ALTG40	Largeur 400 mm	ALTG40A	Largeur 400 mm
ALTG60	Longueur 600 mm	ALTG60A	Longueur 600 mm
ALTG71	Largeur 500 mm	ALTG50A	Largeur 500 mm
ALTG70	Longueur 750 mm	ALTG75A	Longueur 750 mm
ALTG91	Largeur 600 mm	ALTG91A	Largeur 600 mm
ALTG90	Longueur 900 mm	ALTG90A	Longueur 900 mm



CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré monté sur chariot ou emballé dans carton recyclable.	1 à 4 semaines maximum en fonction des quantités demandées.	2 ans

