



## GUÉRIDON DÉMONTABLE AVEC BARRES DE POUSSÉE



### ✦ PRÉSENTATION

- Structure tubulaire acier inoxydable.
- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304 L.
- renforcée : tube inox rond  $\phi$  25mm, épaisseur 1,5 mm • Finition : brossé grain 220.
- Plateaux en inox AISI 304L 18/10 épaisseur 1,2 mm recuit brillant avec **bords tombés**.
- Roues : équipement de base avec roues  $\phi$  100 mm nylon.
- Possibilités avec freins / entièrement plastique / entièrement inox / antistatiques / roues  $\phi$  125mm.
- Charge maximale admissible en statique : 60 kg répartis sur les plateaux.

RÉFÉRENCE	Nombre de plateaux	Dimensions extérieures long x larg. x ht en mm	Poids total du produit en kg
ALTGID162	2	600 x 400	11
ALTGID163	3	600 x 400	13
ALTGID172	2	750 x 500	12
ALTGID173	3	750 x 500	15
ALTGID192	2	900 x 600	15
ALTGID193	3	900 x 600	19

### ✦ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Se reporter à la fiche produit « accessoires pour guéridons et chariots de soins ».

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré démonté. Emballage en carton recyclable.	1 à 4 semaines maximum en fonction des quantités.	1 an

