



GUÉRIDON RÉSINE AVEC BARRES DE POUSSÉE



RÉFÉRENCE
 ALTGIR463 + options



RÉFÉRENCE
 ALTGIR472 + Options



RÉFÉRENCE
 ALTGIR493



RÉFÉRENCE
 ALTGIR463SB

✦ PRÉSENTATION

- Qualité d'acier : acier inoxydable 18/10 AISI 304 L.
- Structure soudée renforcée ou démontée : tube inox **ron**d ϕ 25mm, épaisseur 1,2 mm.
 - Finition : satinée.
 - Hauteur du plateau supérieur : 900 mm.
 - Hauteur du plateau inférieur : 290 mm.
- Plateau en résine composite Trespa HPL M1 anti feu et hydrofuge, épaisseur 8 mm.
- Roues ϕ 100 mm nylon sans freins avec butoirs.





GUÉRIDON RÉSINE AVEC BARRES DE POUSSÉE

★ DIMENSIONS / DÉCLINAISONS

RÉFÉRENCE	Nombre de plateaux	Dimensions plateaux résine bords tombés en mm	Dimensions hors tout totales avec butoirs long x larg. x ht en mm	Poids total admissible en statique	Poids total du produit
ALTGIR442	2	410 x 410	500 x 500 x 880	60 kg	12 kg
ALTGIR443	3	410 x 410	500 x 500 x 880	60 kg	14 kg
ALTGIR462	2	600 x 400	690 x 490 x 880	60 kg	16 kg
ALTGIR463	3	600 x 400	690 x 490 x 880	60 kg	20 kg
ALTGIR472	2	750 x 500	840 x 590 x 880	60 kg	19 kg
ALTGIR473	3	750 x 500	840 x 590 x 880	60 kg	24 kg
ALTGIR492	2	900 x 600	990 x 690 x 880	60 kg	29 kg
ALTGIR493	3	900 x 600	990 x 690 x 880	60 kg	34 kg
ALTGIR4102	2	430 x 430	500 x 500 x 880	60 kg	13 kg
ALTGIR4103	3	430 x 430	500 x 500 x 880	60 kg	16 kg

Pour les versions sans les barres de poussée rajouter SB à la fin de la référence exemple : ALTGIR462SB.

★ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Roues : possibilités avec freins / entièrement plastique / entièrement inox / antistatiques / roues ø 125 mm.
- Coloris plateau :  Rouge  Mauve lilas  Bleu océan  Nectarine  Jaune pastel
-  Vanille  Vert lagon  Bleu pastel
- Pour les autres options, se reporter à la fiche produit « accessoires pour guéridons et chariots de soins ».

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré soudé, roues et plateaux montés. Emballage en carton recyclable.	2 à 4 semaines maximum en fonction des quantités et des coloris demandés.	2 ans

