




PIED À PERFUSION (ALUMINIUM FINITION BRUTE)

RÉFÉRENCE
ALT1642EN



Nombre de crochets
2
Matière crochets
polyamide sécurité
Charge maxi/crochet
4 kg
Charge totale crochets
8 kg

★ PRÉSENTATION

- Fourreau : tube aluminium diamètre 25mm, épaisseur 1,5 mm sur longueur 1 mètre.
- Tige : tige inox diamètre 16 mm, épaisseur 1,2 mm longueur 1 mètre • Crochets de sécurité : polyamide.
- Tige télescopique : système de réglage par bague de serrage plastique avec grand volant de serrage 4 branches pour une meilleure préhension.
- Hauteur minimum : 110 cm • Hauteur maximum : 200 cm
- Roulettes noires jumelées en polyamide diamètre 50 mm avec 5 roulettes • Piètement à 5 branches en plastique nylon • Encombrement au sol : 54 cm x 54 cm.
- Le poids total est de 2,2kg (hors emballage) pour toutes les références (piètement aluminium +0,5kg).

★ ACCESSOIRES / OPTIONS

- Plateau porte-instruments rectangulaire plastique 36cm x 32 cm réf. 545A.
- Alourdisseurs : 3kg réf. AL3 ou 6kg réf. AL6.
- Consultez-nous pour découvrir toutes les options disponibles.

CONDITIONNEMENT	DÉLAIS DE LIVRAISON	GARANTIE
Livré démonté, emballage plastique unitaire (piètement à visser, vis fournie). Emballage en carton recyclable.	1 à 3 semaines maximum en fonction des quantités.	1 an

